

## ► La gamme de produits

KLIRICH D'ITENA

# Une solution aux problèmes d'affections bucco-dentaires

Fabriqué à partir d'ingrédients naturels et d'extraits de plantes, ce produit aide au soulagement des gencives sensibles en diminuant le saignement et le gonflement.

**L**e *Klirich*, gel de soin bucco-dentaire destiné à l'adulte, lutte contre les stomatites de type gingivite et les symptômes associés comme les saignements, les gonflements et les poches gingivales. En effet, il soulage la douleur et assainit la gencive tout en diminuant le taux de bactéries. Sa composition, alliée à un massage de la gencive, lui confère un effet décongestionnant rapide. Sa texture filmogène permet le bon maintien du produit dans la cavité buccale. Il n'est pas inhibé par le sang et ne teinte pas les dents.

L'association et la complémentarité des ingrédients du *Klirich* lui confèrent une performance remarquable. Fabriqué en France, il contient des ingrédients naturels et des extraits de plantes connus pour leurs multipropriétés : clous de girofle, extrait de pépins de pamplemousse, calendula, alchémille, curcumine.

L'acide hyaluronique présent dans la composition favorise la reconstruction tissulaire. Respectueux de l'équilibre de la bouche, il aide au soulagement des gencives sensibles en diminuant le saignement et le gonflement. Pansement liquide prêt à l'emploi, il est efficace immédiatement et durablement grâce à sa texture filmogène qui maintient le produit dans la cavité buccale. Le gel *Klirich* est développé sous deux formats : en seringue à destination des chirurgiens-dentistes et en stylo pour les patients. Afin d'optimiser ses bienfaits pour les patients, les applications se font en deux temps.

### 1<sup>ÈRE</sup> APPLICATION AU FAUTEUIL

Le *Klirich Pro* est proposé en coffret de 2 seringues de 3 ml avec 2 embouts. Facile d'utilisation, il devient l'allié des chirurgiens-dentistes qui souhaitent aider leurs patients souffrant d'affections buccales.



Embout parodontal.



Embout gingival pour application locale.



L'embout courbé parodontal permet une application précise sur les gencives sensibles et une diffusion du produit dans la zone à soulager. En élastomère souple, l'embout gingival permet de décongestionner la gencive en effectuant un massage. Il protège ainsi la muqueuse gingivale grâce à la formation d'un film protecteur.



## Itena Clinical

Tél. : 0800 300 314

@ : [contact@itena-clinical.com](mailto:contact@itena-clinical.com)

3w : [klirich.com](http://klirich.com)



Le stylo Klirich.

### CAS CLINIQUES AVANT-APRÈS

Dr André BENCHABATT - plusieurs applications par jour pendant 2 jours.



Bourrelet gingival - J 0.

Bourrelet gingival - J 2.

Dr Daniel HATTAB - plusieurs applications par jour pendant 2 jours.



Inflammation - J 0.

Inflammation - J 3.

Dr Michael BETITO - inflammation papille - 3 applications par jour durant 2 jours.



Inflammation papille - J 0.

Inflammation papille - J 2.

Dr Michael BETITO - récession - 3 applications par jours sur 24 h



Récession - J 0.

Récession - J 1.

### 2<sup>E</sup> APPLICATION À DOMICILE

Suite à la recommandation du chirurgien-dentiste, l'application pourra être poursuivie à domicile grâce au stylo Klirich Saignements disponible en pharmacie. Son embout applicateur permet de déposer facilement le gel sur les lésions de la bouche. Il permet un massage efficace qui décongestionne la gencive et protège la muqueuse gingivale grâce à la formation d'une barrière protectrice. La régénération de la muqueuse gingivale est alors facilitée. ☺